

BON DE COMMANDE

MOTILO Style - RÉHABILITATION




Société

• Applicateur :

Patient

- Identification :
- Sexe : Âge : Poids : Taille :
- Date des mesures :



Fabrication

- Motilo Style complet (châssis + selle) (T..S3D) Selle seule (T..513D)
- Essayage (E)
- Finition directe
- Finition après essayage (TMF3D)

Châssis

- | | |
|---|--------------------------------|
| Taille | Distance entrejambe/sol |
| <input type="checkbox"/> Taille 0 (T00) | De 21,5 à 38 cm |
| <input type="checkbox"/> Taille 1 (T10) | De 38 à 51 cm |
| <input type="checkbox"/> Taille 2 (T20) | De 50 à 65 cm |
| <input type="checkbox"/> Taille 3 (T30) | De 55 à 80 cm |

- Couleur du châssis** (bleu foncé par défaut, si la case n'est pas cochée)
- Bleu foncé (BJ) Parme (VI) Vert (V) Rose (RS)
 - Bleu clair (BL) Rouge (R) Noir (N)

- Couleur de carter**
- Rouge Jaune Noir Blanc

- Options de châssis**
- Canne direction (T0060) Tablette blanche (T79B-1)
 - Support de tablette (T0050-1) Tablette noire (T79N)
 - Roues tout terrain (T0070-1) Poignée (T0040-1)
 - Roues non directionnelles (T0020-x) Accoudoirs (T0090-x)
 - Tablette transparente (T79TR-1)

Infos selle

Version démontable systématique

- Couleur externe**
- Transfert (à fournir) Réf. :
 - Gamme JANTON Réf. :

- Couleur interne** (tissu cotonflex)
- Bleu Noir Rose Vert
 - Rouge Gris

- Options selle**
- Têtière (SAT43Z03)
 - Séparateur jambier (T00ABD)

Observations

.....

.....

.....

.....

Cadre réservé à JANTON

- N° d'appareil :
- Réf. JANTON production :
- Opérateur :

Les mesures indiquées seront strictement respectées. Nous nous réservons le droit de vous recontacter en cas de mesures incohérentes.