



Le YAO permet d'intervenir précocement dans la rééducation des enfants présentant un trouble de la posture et de l'équilibration.

Objectifs

Les objectifs de cet appareillage sont multiples avec la possibilité d'un travail de rééducation en position moto ou quatre pattes.

- **Ajustement possible en hauteur, en inclinaison et en profondeur**
- **Réglage de l'inclinaison en deux parties, dynamique et fixe**
- **Verrouillage de l'inclinaison dynamique possible à 5° ou 30°**



Deux positions

POSITION MOTO

- Ouverture des hanches
- Accompagnement au redressement
- Mobilisations actives des membres supérieurs avec dissociation des ceintures
- Tablette réglable : maintien des membres supérieurs, ajustable dans tous les plans
- Éveil et développement : facilite le passage vers le quatre pattes

POSITION QUATRE PATTES

- Encourage la locomotion
- Découverte de l'environnement
- Sollicitation musculaire
- Améliore l'équilibre et la posture