

FICHE DE MESURES VERTICALISATEUR



REHABILITATION

Société

Identification

Sexe Age

Poids Taille

Date des mesures

Délai souhaité

Applicateur



Éléments fournis

- Fiche de mesures
- Fichier numérique
- Moulage avec fiche de mesures
- Photos profil/face avec fiche de mesures

Mesures

- Coque antérieure
- Coque postérieure
- Mesures finies
- Mesures + _____ mm

Mesures tête à tête



Prendre les mesures patient habillé

Cadre réservé à CSM

N° d'appareil

Réf. CSM production

Opérateur

WWW.GROUPE-G2M.COM

Groupe G2M - 168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com

FMV_02/2020



Demande de devis

 Commande

 Date
Société _____

Adresse de livraison _____

 Appicateur

 Contre marque

 Délai souhaité
Observations _____

Matière	Épaisseur
Polyéthylène HP	

Mousse capiton	Couleur	Épaisseur
Plastazote		
Evazote		
Mémoire		

Papier de transfert
Indiquer la référence souhaitée (reportez-vous à notre catalogue Fournitures ou demandez-nous notre document de choix de coloris)
Papier transfert fourni (cocher la case)

Garniture
Plastron
Plastron à bretelles
Sangles bretelles
Sangles fémorales
Sangles abdominales
Sangles thoraciques
Fronde de genoux
Sangles de jambes
Sangles de pieds
Poignée

Couleur châssis	
Bleu foncé	Rose
Parme	Bleu clair
Vert	Rouge
Noir	



Références	Descriptif	Cde
SVSI00	Scanner moulage	
SVRI00	Rectification verticalisateur	
FRAISAGE VERTICALISATEUR		
SVU100	Fraisage verticalisateur monobloc standard H. 140 cm	
SVU200	Fraisage verticalisateur monobloc hors standard	
THERMOFORMAGE		
SVTI10	Thermoformage verticalisateur polyéthylène + plastazote	
SVTI30	Thermoformage verticalisateur polyéthylène + mousse de 30 mm	
HOUSSE		
ST47HTF	Housse 3D thermoformée sur mesure	
SAT47HTF2	Housse 3D thermoformée sur mesure assise ou dossier	
ADJONCTIONS		
SAT47Z02	Tétière amovible ou non	
SAT47Z03	Tétière réglable au minimum dans les 2 plans	
SAT47Z3D	Tétière réglable au minimum dans les 3 plans	
SAT43Z18	Mentonnière	
SAT47Z04	Appui sous claviculaire rigide et réglable	
SAT47Z05	Appui sternal rigide et réglable	
SAT47Z11JB	Tablette standard janton blanche	
SAT47Z11JT	Tablette standard janton transparente	
SAT47RS	Rallonge d'un segment jambier ou hanche	
SAT47AF	Adaptation et finition	
SAT47ABR	Adaptation sur base roulante verticalisateur	
SAT47FOC	Adaptation lumière et renfort rigidité	
SAT47Z06	Maintien antérieur thoracique et/ou abdomino-pelvien souple	
SAT47Z14	Dispositif de fixation du segment fémoral tibial pied	
SAT47Z10	Cale de compensation de pied	

Cadre réservé à CSM

 N° d'appareil

 Opérateur

 Date de livraison

 Observations
WWW.GROUPE-G2M.COM