

FICHE DE MESURES

Corset - ORTHESE



Société

• Applicateur :

Patient

• Identification :
 • Sexe : Âge : Poids : Taille :
 • Date des mesures :


Éléments fournis

- Fiche de mesures
- Moulage avec fiche de mesures
- Photos profil/face avec fiche de mesures
- Scan (.stl, .obj, .cpv)

Informations

- Fesses**
- Plates Normales Fortes
- Ventre**
- Plat Normal Bombé Bombé ++
- Poitrine**
- Faible Moyenne Forte Tombante

Découpes : Postérieur Antérieur



Sommet cyphose


Sommet lordose

Flèche lordose

E.I.A.S.

Circonf.	Rayon		Ø Face	Hauteur
	Postérieur	Antérieur		
	Clavicules			
	Sous-axillaire			
	Poitrine			
	App. xyphoïde			
			Niveau 0	
	Pince-taille			
	E.I.A.S.			
	Trochanter			

Indiquer plan des découpes + renforts et ouvertures :



• N° d'appareil :
 • Opérateur :

• Réf. JANTON production :



Les mesures indiquées seront strictement respectées. Nous nous réservons le droit de vous recontacter en cas de mesures incohérentes.

FICHE DE MESURES

Corset - ORTHESE



Commande

- Rectification ([fiche de mesures obligatoire](#))
- Fraisage
- Thermoformage
- Finition

Type de corset

- Maintien
- Correction

Hauteur de corset

- TR79 Corselet lombaire
- TR59 Corset lombaire
- TR49 Corset thoraco-lombaire
- TR39 Corset claviculaire thoraco lombaire
- Autre :

Ouverture

- Monovalve antérieur
- Monovalve postérieur
- Bivalve latéral
- Autre (préciser la découpe sur le schéma au recto)

Options

- Renforts mousse thermoformée
(préciser l'emplacement sur le schéma au recto)
- Thermocollage mousse/plastique
- Non thermocollé

Fabrication

Matière thermoformage	
Épaisseur	
Couleur/transfert	

Matière garnissage	
Épaisseur	
Couleur	

Finitions

Sangles Velcros	Largeur	Couleur
PVC		
PU souple		

Sous-patte	Cocher ci-dessous	Couleur
PE 1 mm		Transparent
Mousse perforée 2 mm		Blanc
PU souple		Blanc/Noir

Observations

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....