

FICHE DE MESURES

Triskelo - RÉHABILITATION



Société


• Appicateur :

Éléments fournis


- Fiche de mesures
- Scan (.stl, .obj, .cpv)

Prendre les mesures du patient habillé

Mesures de modélisation CFAO



Mesures de découpe de la selle



Patient

- Identification :
- Sexe : Âge : Poids : Taille :
- Date des mesures :

Fabrication

- Triskelo complet (châssis + selle) (T67K) Selle seule (T67KS)
- Essayage (E)
- Finition directe
- Finition après essayage (T67KSF)

Châssis

Taille	Distance entrejambe/sol	Limite de poids/âge
<input type="checkbox"/> Taille 1 (T67K1)	De 32 à 53 cm	20 kg - de 2 à 3 ans
<input type="checkbox"/> Taille 2 (T67K2)	De 42 à 63 cm	20 kg - de 4 à 5 ans

Couleur du châssis (bleu foncé par défaut, si la case n'est pas cochée)

- Bleu foncé (BJ) Parme (VI) Vert (V) Rose (RS)
- Bleu clair (BL) Rouge (R) Noir (N)

Options de châssis

- Canne de poussée (T6730-1)

Infos selle

Choix de selle

- Monobloc Dossier amovible/réglable en hauteur (T67KRD)

Couleur externe

- Rouge Jaune Bleu Vert
- Transfert (à fournir) Réf. :
- Gamme JANTON Réf. :

Couleur interne (tissu Cottonflex)

- Bleu Noir Rose Vert
- Rouge

Sangle

- Abdominale Thoracique

Observations

Cadre réservé à JANTON

- N° d'appareil :
- Réf. JANTON production :
- Opérateur :

Les mesures indiquées seront strictement respectées. Nous nous réservons le droit de vous recontacter en cas de mesures incohérentes.