

FICHE DE MESURES

ASSISE DE POSTURE - Mousse



REHABILITATION

Société

Applicateur

Identification

Sexe Age Poids Taille

Date des mesures

Délai souhaité

Mesures

Mesures finies Mesures _____ + mm

Éléments fournis


Moulage Photos Fichier numérique

Densité de la mousse


COFLEX Patient léger/enfant COFERM Patient lourd/adulte

COMED Patient poids moyen

Hauteurs Largeurs



Hauteurs Prof.



Cadre réservé à CSM

N° d'appareil

Opérateur

Réf. CSM production

WWW.GROUPE-G2M.COM

FICHE DE MESURES

ASSISE DE POSTURE - Coque



REHABILITATION

Société _____

Identification _____

Sexe Age


Poids Taille

Date des mesures _____

Délai souhaité _____

Applicateur _____

Mesures repose-pieds et tête



Mesures





Par défaut de mesure, la coque rigide externe sera ajustée avec :

Profil postérieur : +/- 50 mm aux sommets

Profil assise : +/- 30 mm face externe cuisse

Profil sous axillaire : +/- 40 mm



Cadre réservé à CSM

N° d'appareil _____

Réf. CSM production _____

Opérateur _____

WWW.GROUPE-G2M.COM

Groupe G2M - 168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com



BON DE COMMANDE

ASSISE DE POSTURE



REHABILITATION

Demande de devis Commande Date **Société****Adresse de livraison**Applicateur Contre marque Délai souhaité **Observations**

| Matière | Épaisseur |
|-----------------|-----------|
| Polyéthylène HP | |

| Garniture | |
|----------------------|--|
| Plastron | |
| Plastron à bretelles | |
| Sangles bretelles | |
| Sangles fémorales | |
| Sangles abdominales | |
| Sangles thoraciques | |
| Poignée | |

| Socle | Mesures |
|------------|---------|
| Largeur | |
| Profondeur | |
| Épaisseur | |

| Papier de transfert |
|--|
| Indiquer la référence souhaitée (reportez-vous à notre catalogue Fournitures ou demandez-nous notre document de choix de coloris) |
| Papier transfert fourni (cocher la case) <input type="checkbox"/> |

| Couleur peinture | | | |
|------------------|--|--------|--|
| Bleu foncé | | Orange | |
| Bleu clair | | Vert | |
| Jaune | | | |
| Rouge | | | |

| Couleur housse | | | |
|----------------|--|-----------|--|
| Écru | | Rose | |
| Noir | | Rouge | |
| Bleu marine | | Jaune | |
| Bleu roi | | Vert anis | |
| Bleu azur | | Mauve | |

| Couleur châssis | | | |
|-----------------|--|------------|--|
| Bleu foncé | | Rose | |
| Parme | | Bleu clair | |
| Vert | | Rouge | |
| Noir | | | |

**Cadre réservé à CSM**N° d'appareil Opérateur Date de livraison Observations **WWW.GROUPE-G2M.COM**

| Références | Descriptif | Cde |
|--|--|-----|
| SAS100 | Scanner moulage | |
| SAR100 | Rectification assise de posture | |
| CORSET SIEGE DE POSTURE MOUSSE PIED TETE | | |
| SAU100 | Fraisage corset-siège de posture pieds tête mousse COFLEX HR41 | |
| SAU120 | Fraisage corset-siège de posture pieds tête mousse COMED E30 | |
| SAU140 | Fraisage corset-siège de posture pieds tête mousse COFERM HR47 | |
| CORSET SIEGE DE POSTURE ASSISE ET DOSSIER | | |
| SAU200 | Fraisage corset-siège de posture mousse COFLEX HR41 | |
| SAU220 | Fraisage corset-siège de posture mousse COMED E30 | |
| SAU240 | Fraisage corset-siège de posture mousse COFERM HR47 | |
| ASSISE OU DOSSIER DE POSTURE | | |
| SAU300 | Fraisage assise ou dossier 80 x 60 cm mousse COFLEX HR41 | |
| SAU320 | Fraisage assise ou dossier 80 x 60 cm mousse COMED E30 | |
| SAU340 | Fraisage assise ou dossier 80 x 60 cm mousse COFERM HR47 | |
| ADAPTATION COQUE RIGIDE | | |
| SACRE | Coque rigide thermoformé pour corset siège mousse | |
| SACRE100 | Assise ou dossier rigide | |
| HOUSSE | | |
| SAHGT | 2 Housses tissu eponge grande taille | |
| SAHPT | 2 Housses tissu eponge petite taille | |
| SAHAD | 2 Housses tissu eponge assise ou dossier | |
| SAH100 | 1 House tissu corset siege de posture pieds tete | |
| SAH200 | 1 House tissu coret siege de posture | |
| SAH300 | 1 House tissu assise ou dossier | |
| PEINTURE | | |
| SAPGT | Peinture grande taille | |
| SAPPT | Peinture petite taille | |
| SAPAD | Peinture assise ou dossier | |
| ADJONCTIONS | | |
| SAT43Z2 | Tétière amovible ou non | |
| SAT43Z3 | Tétière réglable au minimum dans les 2 plans | |
| SAT43Z3D | Tétière réglable au minimum dans les 3 plans | |
| SAT43Z18 | Mentonnière | |
| SAT43Z4 | Appui sous claviculaire rigide et réglable | |
| SAT43Z5 | Appui sternal rigide et réglable | |
| SAT43Z7 | Plot ABD amovible | |
| SAT43Z0809 | Repose pieds segments pédieux et jambiers | |
| SAT43Z08SM | Repose pieds segments pédieux et jambiers sans montage | |
| SAT43Z08A | Montage articulation genou sur repose pieds | |
| SAT43Z10 | Repose pieds monobloc | |
| SAT43Z10N | Repose pieds monobloc non monté | |
| SAT43Z11JB | Tablette standard janton blanche | |
| SAT43Z11JT | Tablette standard janton transparente | |
| SAT43Z12 | Accoudoir | |
| SAT43Z16 | Dispositif d'inclinaison socle ou dossier | |
| SAT43Z01 | Socle de stabilisation | |
| SAT43Z06 | Maintien antérieur thoracique et/ou abdomino-pelvien souple | |
| SAT43Z13 | Dispositif de fixation du corset-siège à un support | |
| SAT43Z14 | Dispositif de fixation du segment fémoral | |
| SAT43FOC | Adaptation lumières et renforts rigidité | |
| SAT43AF | Adaptation et finition | |
| SAT43Z20 | Coussin d'assise en gel | |
| SAT43Z21 | Insert gel | |